

GENU-HIT®

GENU-HIT®+ COMFORT

GEBRAUCHSANWEISUNG DE

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu beachten. Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an den behandelnden Arzt, an Ihr nächstliegendes Fachgeschäft oder direkt an uns.

ZWECKBESTIMMUNG

GENU-HIT®/GENU-HIT® KIDS/GENU-HIT®+/GENU-HIT®+ COMFORT/GENU-HIT® RS/GENU-HIT® WING ist eine Kniebandage zur Weichteilkompression mit seitlichen Spiralen und lokaler Silikonprofileinlage um die Kniescheibe.

GENU-HIT®+ COMFORT besitzt zusätzlich ein Silikonhaftband am oberen Bandagenrand und GENU-HIT® RS eingearbeitete noppierte Silikonhaftstreifen an den innenliegenden Seiten.

INDIKATIONEN

- Chondropathia patellae
- MeniskusSchädigungen
- Gonarthrose
- Postoperative und posttraumatische Reizzustände
- Rheumatische Ergüsse mit und ohne Bandinsuffizienz
- Bandverletzungen
- Leichte Bandinsuffizienz

KONTRAINDIKATIONEN

- Allergische, entzündliche oder verletzungsbedingte Hautveränderungen (z. B. Schwellungen, Rötungen) der zu versorgenden Körperbereiche.
- Beeinträchtigungen der Zirkulation oder lymphatische Weichteilschwellungen.
- Neurogen bedingte Störungen der Sensorik und Hauttrophik im zu versorgenden Körperbereich (Gefühlsstörungen mit und ohne Hautschäden.

NEBENWIRKUNGEN

Bei sachgemäßer Anwendung und korrekter Anlage sind bis heute keine allgemeinen Nebenwirkungen, folgeträchtigen Unverträglichkeiten oder allergischen Reaktionen bekannt.

VORGESEHENE PATIENTENZIELGRUPPE

Zielgruppe sind alle Patienten unter Berücksichtigung der Indikationen und Kontraindikationen. Eine Einweisung und Zuordnung der korrekten Größe wird durch medizinisches Fachpersonal vorgenommen.


ANLEGEN UND NUTZUNG


- Die Kniebandage ist links und rechts tragbar.
- Fassen Sie die Kniebandage an den beiden oberen Enden der seitlichen Spiralen und ziehen diese so über das Knie.
- Die Kniebandage sitzt korrekt, wenn die Kniescheibe von der Silikonpelotte druckfrei umschlossen wird.
- Achten Sie darauf, dass der Bandagenrand nicht nach innen oder außen umgeschlagen ist und bündig am Körper anliegt.
- Zum Ausziehen der Bandage streifen Sie die Kniebandage vom Oberschenkel in Richtung Fuß ab.

▲ WICHTIGE HINWEISE

- Grundsätzlich sollte hinsichtlich Indikation und Tragedauer eines orthopädischen Hilfsmittels ganz allgemein sowie bei Vorhandensein nachfolgender Krankheitszustände im Besonderen eine Absprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen.
- Überprüfen Sie die Funktion des Produktes gemeinsam mit Ihrem Arzt oder Fachhandel.
- Das Produkt ist zur Versorgung für einen Patienten bestimmt.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf offenen Wunden.
- Damit das Produkt eine lange Lebensdauer und Funktion bietet, darf es nicht im Zusammenhang mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben oder Lotionen getragen werden.
- Es ist zulässig das Produkt mit Spritzwasser in Berührung zu bringen.
- Bitte schließen Sie die Klettverschlüsse, falls welche vorhanden sind, stets ordnungsgemäß. Schäden, die durch unsachgemäßes Schließen der Klettverschlüsse verursacht werden, stellen grundsätzlich keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei schwerwiegenden Vorfällen bei Anwendung dieses Hilfsmittels wenden Sie sich umgehend bei Ihrem Arzt, Ihrem Sanitätsfachhandel oder direkt bei SPORLASTIC unter: info@sporlastic.de, um das Vorkommnis zu melden.
- Nicht fachgerechte Veränderungen am Produkt und/oder nicht zweckbestimmte Verwendung des oben angeführten Produktes schließen eine Produkthaftung des Herstellers aus.
- Das Produkt kann metallische Gegenstände enthalten. Wir empfehlen diese nicht mit elektromagnetischen Interferenzen in Verbindung zu bringen
- Bei Produkten, bei denen ein direkter Hautkontakt mit einem Elastomer (z.B. einer Silikonpelotte) gegeben ist, kann es unter Umständen zur Bildung von Blasen auf der Haut kommen, wenn das Produkt zu eng angelegt oder auf der Haut unter hoher Reibung verschoben wird. In diesem Fall empfehlen wir, das Produkt nicht weiter zu verwenden. Unter dem Silikon kann es zu Schweißbildung kommen, welche in seltenen Fällen Eigenschweißreaktionen mit entsprechenden allergischen Hautveränderungen auslösen können. SPORLASTIC sind keinerlei materialbezogenen allergischen Reaktionen bekannt. Bei auftretenden Problemen sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder mit dem Lieferanten des Hilfsmittels.
- Mögliche gesundheitliche wechselseitige Risiken oder

sonstige Nachteile bei bestimmten Behandlungen, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes ergeben können, sind mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.



 Bitte führen Sie die Verpackung und das Produkt dem örtlichen Wertstoffsammlsystem zu. Bitte beachten Sie dabei die örtlichen Bestimmungen.

 Die SPORLASTIC GmbH ist einem Rücknahmesystem für Verpackungen angeschlossen und kommt somit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden verpackungsrechtlichen Bestimmungen vollständig nach.

PFLEGE

Wir empfehlen, GENU-HIT®, GENU-HIT® KIDS, GENU-HIT®+, GENU-HIT®+ COMFORT, GENU-HIT® RS und GENU-HIT® WING schonend in handwarmem Wasser (30°C) mit Feinwaschmittel zu waschen und an der Luft zu trocknen. Trocknen Sie das Produkt nicht im Wäschetrockner, auf der Heizung oder in der Mikrowelle.

Eine über die Tragedauer nachlassende Spannung des Formgestricks wird durch Waschen wiederhergestellt. Wir empfehlen deshalb, die Bandage häufiger zu waschen.


  **TRANSPORT- UND LAGERBEDINGUNGEN**
Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt trocken aufbewahrt wird und vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht geschützt ist. Lagern Sie das Produkt bei üblicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM

Alle Produkte der SPORLASTIC GmbH unterliegen der Produktprüfung innerhalb unseres Qualitätsmanagement-Systems. Sollten Sie dennoch Beanstandungen an unserem Produkt haben, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachgeschäft in Verbindung zu setzen.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

67 % Polyamid, 33 % Lycra.

 Eine Online-Version der Gebrauchsanweisung finden Sie auf unserer Homepage unter www.sporlastic.de.

INSTRUCTIONS FOR USE EN

Dear Patient,

We ask you to carefully follow the enclosed instructions for use. If you have any questions, please contact the doctor looking after you, your nearest specialist store or us directly.

INTENDED USE

GENU-HIT®/GENU-HIT® KIDS/GENU-HIT®+/GENU-HIT®+ COMFORT/GENU-HIT® RS/GENU-HIT® WING is a knee support for soft tissue compression with lateral spirals and local silicone profile insert around the kneecap.

GENU-HIT®+ COMFORT also has a silicone adhesive strip on the upper edge of the support and GENU-HIT® RS has integrated nubbed silicone adhesive strips on the inner sides.

INDICATIONS

- Chondropathia patellae
- Meniscus damage
- Gonarthrosis
- Postoperative and post-traumatic irritations
- Rheumatic effusions with and without ligament insufficiency
- Ligament injuries
- Mild ligament insufficiency

CONTRA-INDICATIONS

- Allergic, inflammatory or injury-related skin changes (e.g. swelling, redness) of the body areas to be cared for.
- Impaired circulation or lymphatic soft tissue swelling.
- Neurogenic disorders of the sensory system and skin trophism in the body area to be cared for (sensory disorders with and without skin damage.

SIDE EFFECTS

If used appropriately and correctly, there are no general side effects, intolerances with long-term effects or allergic reactions known to date.

INTENDED PATIENT TARGET GROUP

The target group is all patients, taking into account indications and contraindications. Instruction and allocation of the correct size is carried out by medical professionals.

PUTTING IT ON AND USE

- The knee support can be worn on the left or right side.
- Grasp the knee support at the two upper ends of the lateral spirals and pull it over the knee.
- The knee support fits correctly when the patella is enclosed pressure-free by the silicone pad.
- Make sure that the edge of the support is not folded inwards or outwards and is flush against the body.
- To remove the support, slide the knee support off from the thigh towards the foot.

▲ IMPORTANT INFORMATION

- Essentially, the indication for and duration of wearing of any orthopaedic device in general, as well as the presence of any of the conditions below in particular, should be discussed with the doctor who is in charge of your treatment.

- Check the functioning of the product with your doctor or specialist retailer.
- The product is designed to treat one patient.
- Do not wear the product directly against open wounds.

- In order for the product to have a long service life and function, it may not be worn in conjunction with oily/greasy or acidic products, ointments or lotions.
- The product can come into contact with splash water.

- Please always close any Velcro fasteners present properly. Damage caused by improper closing of the Velcro fasteners does not constitute a reason for complaint.

- In the event of serious incidents when using this aid, immediately contact your doctor, your health care supply retailer or contact SPORLASTIC directly at info@sporlastic.de to report the incident.

- Any improper modifications to the product and/or improper use of the above-mentioned product exclude any product liability on the part of the manufacturer.



- Product may contain metallic objects. We recommend not putting them in contact with electromagnetic interference.

- With products involving direct skin contact with an elastomer (e.g. a silicone pad), blistering may develop on the skin if the product is worn too tightly or if it is moved over the skin with high amounts of friction. In this case, we recommend stopping use of the product. Sweat can develop underneath the silicone, which in rare cases can trigger a reaction to your own sweat with corresponding allergic skin changes. SPORLASTIC is not aware of any allergic reactions being caused by the material. If you have any problems, please talk to your doctor or the supplier in charge of treatment.
- Possible health-related mutual risks or other disadvantages with certain treatments that may arise in association with the use of the product must be discussed with the doctor in charge of treatment.

- Please return the packaging and the product to the local recycling collection system. Please comply with local regulations.
- SPORLASTIC GmbH is affiliated with a returns system for packaging and therefore fully complies with the packaging legislation in the Federal Republic of Germany.

CARE

We recommend washing GENU-HIT®, GENU-HIT® KIDS, GENU-HIT®+, GENU-HIT®+ COMFORT, GENU-HIT® RS and GENU-HIT® WING gently in lukewarm water (30°C) with a fine detergent and leaving it to dry naturally. Do not dry the product in a tumble drier, on a radiator or in the microwave. Any tension in the knitted fabric that decreases over time will be restored by washing. We therefore recommend washing the support more often.

  **TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS**


Please ensure that the product is stored in a dry place and is protected against moisture and sunlight. Store the product at a normal temperature and humidity.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

All products from SPORLASTIC GmbH are subject to product inspection as part of our quality management system. If you still have any complaints about our product, we kindly ask that you contact your specialist retailer.

MATERIAL COMPOSITION

67 % polyamide, 33 % lycra.

 An online version of the instructions for use can be found on our website at www.sporlastic.de.

MODE D'EMPLOI FR

Chers patients,

Nous vous demandons de lire attentivement le mode d'emploi ci-joint. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre médecin traitant, à votre magasin spécialisé le plus proche ou contactez-nous directement.

USAGE PRÉVU

GENU-HIT®/GENU-HIT® KIDS/GENU-HIT®+/GENU-HIT®+ COMFORT/GENU-HIT® RS/GENU-HIT® WING est une genouillère pour la compression des tissus mous avec spirales latérales et insertion d'un profil local en silicone autour de la rotule.

Le GENU-HIT®+ COMFORT possède une bande adhésive en silicone supplémentaire sur le bord supérieur du support et le GENU-HIT® RS possède des bandes adhésives en silicone à nopes intégrées sur les côtés intérieurs.

INDICATIONS

- Chondropathia patellae
- Dommages au ménisque
- Gonarthrose
- Irritations postopératoires et post-traumatiques
- Épanchements rhumatismaux avec et sans insuffisance ligamentaire
- Blessures ligamentaires
- Insuffisance ligamentaire légère

CONTRE-INDICATIONS

- Modifications cutanées allergiques, inflammatoires ou liées à des blessures (par exemple, gonflement, rougeur) des zones du corps à traiter.
- Troubles de la circulation ou gonflement des tissus mous lymphatiques.

- Troubles neurogènes du système sensoriel et trophisme cutané dans la zone du corps à traiter (troubles sensoriels avec ou sans lésion cutanée).

EFFETS SECONDAIRES

Dans le cadre d'une utilisation appropriée et d'une mise en place correcte, jusqu'à aujourd'hui, aucun effet secondaire général, aucune intolérance entraînant des conséquences importantes ou réaction allergique ne sont connues.

GROUPE CIBLE DE PATIENTS PRÉVU

Le groupe cible est constitué de tous les patients, en tenant compte des indications et des contre-indications. L'instruction et l'attribution de la taille correcte sont effectuées par des professionnels de la santé.

APPLICATION ET UTILISATION

- La genouillère peut être portée du côté gauche ou du côté droit.
- Saisissez la genouillère par les deux extrémités supérieures des spirales latérales et tirez-la sur le genou de cette manière.
- La genouillère s'ajuste correctement lorsque la rotule est entourée par le coussin en silicone sans pression.
- Veillez à ce que le bord du support ne soit pas tourné vers l'intérieur ou l'extérieur et qu'il soit à fleur du corps.
- Pour retirer le support, tirez la genouillère de la cuisse en direction du pied.

▲ REMARQUES IMPORTANTES

- En principe, l'indication et la durée de port d'un produit orthopédique, de manière générale, doivent s'effectuer en concertation avec le médecin traitant, particulièrement en présence des affections suivantes.

- Vérifiez le bon fonctionnement du produit avec votre médecin ou votre revendeur spécialisé.

- Ce produit est destiné aux soins d'un seul patient.

- Ne portez pas ce produit sur des plaies ouvertes.

- Afin d'assurer une longue durée de vie à ce produit et afin que vous puissiez bénéficier pleinement de son effet, il ne doit pas être porté en association avec des agents gras et acides, des pommades ou des lotions.

- Le produit peut entrer en contact avec des projections d'eau sans risque.

- Veuillez toujours fermer correctement les fermetures en velcro s'il y en a. Les dommages résultant d'une fermeture incorrecte de la bande adhésive ne constituent, en principe, en aucun cas un motif de réclamation.

- En cas d'incident grave lors de l'utilisation de ce produit orthopédique, contactez immédiatement votre médecin, votre magasin spécialisé ou directement SPORLASTIC à l'adresse info@sporlastic.de pour signaler l'incident.

- Toute modification inadéquate apportée au produit et/ou utilisation non destinée à l'usage prévu du produit susmentionné excluent la responsabilité du fabricant.

- Le produit peut contenir des éléments métalliques. Nous recommandons de ne pas les associer à des interférences électromagnétiques.

- Pour les produits pour lesquels il existe un contact direct avec un élastomère (p. ex., pelote en silicone), des cloques peuvent, le cas échéant, se former sur la peau si le produit est trop serré ou s'il bouge sur la peau sous l'effet de fortes frictions. Dans ce cas, nous vous conseillons de ne pas continuer à utiliser ce produit. De la sueur peut se former sous le silicone ce qui, dans de rares cas, peut entraîner des réactions de sudation s'accompagnant de lésions cutanées allergiques. Aucune réaction allergique n'a été portée à la connaissance de SPORLASTIC. En cas de problème, parlez-en à votre médecin ou au fournisseur du produit.

- Il convient de vous entretenir avec votre médecin traitant concernant d'éventuels risques sur la santé résultant d'une interaction ou d'autres inconvénients de certains traitements.

- Veillez déposer l'emballage et le produit dans un système de collecte local. Veuillez respecter les réglementations locales.

- SPORLASTIC GmbH est affiliée à un système de collecte des emballages et respecte donc pleinement la réglementation sur les emballages en vigueur en Républiquefédérale d'Allemagne.

ENTRETIEN

Nous recommandons de laver doucement GENU-HIT®, GENU-HIT® KIDS, GENU-HIT®+, GENU-HIT®+ COMFORT, GENU-HIT® RS et GENU-HIT® WING à l'eau tiède (30°C) avec un détergent doux et de les sécher à l'air. Ne pas faire sécher le produit dans le sèche-linge, sur le chauffage ou au micro-ondes.

La tension du tissu tricoté qui diminue avec le temps est rétablie par le lavage. Nous recommandons donc de laver le pansement plus fréquemment.

  **CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE**


Veillez à ce que le produit soit conservé au sec ainsi qu'à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil. Stockez ce produit à une température et à une humidité normales.

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

Tous les produits SPORLASTIC GmbH sont soumis à des tests dans le cadre de notre système de gestion de la qualité. Si toutefois vous avez des réclamations, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

LA COMPOSITION DES MATÉRIAUX

67 % Polyamide, 33 % Lycra.

 Vous trouverez une version en ligne du mode d'emploi sur notre page d'accueil à l'adresse www.sporlastic.de.

ISTRUZIONI PER L'USO IT

Gentili pazienti,

Vi preghiamo di osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso. Se avete delle domande, vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro medico curante, al negozio specializzato più vicino oppure direttamente a noi.

IMPIEGO APPROPRIATO

GENU-HIT®/GENU-HIT® KIDS/GENU-HIT®+/GENU-HIT®+ COMFORT/GENU-HIT® RS/GENU-HIT® WING è una ginocchiera per la compressione dei tessuti molli con spirali laterali e inserimento locale del profilo in silicone attorno alla rotula.

GENU-HIT®+ COMFORT ha una striscia adesiva in silicone aggiuntiva sul bordo superiore del supporto e GENU-HIT® RS ha strisce adesive in silicone integrate sui lati interni.

INDICAZIONI

- Condropatia della rotula
- Danno al menisco
- Gonartrosi
- Irritazioni post-operatorie e post-traumatiche
- Versamenti reumatici con e senza insufficienza legamentosa
- Lesioni ai legamenti
- Insufficienza legamentosa lieve

CONTROINDICAZIONI

- Alterazioni cutanee allergiche, infiammatorie o legate a lesioni (es. gonfiore, arrossamento) delle aree del corpo da trattare.

- Circolazione alterata o gonfiore dei tessuti molli linfatici.
- Disturbi neurogenici del sistema sensoriale e trofismo cutaneo nella zona del corpo da trattare (disturbi sensoriali con o senza danni alla pelle).

EFFETTI COLLATERALI

In caso di utilizzo appropriato e corretto, ad oggi non si sono osservati effetti collaterali generali, intolleranze a lungo termine o reazioni allergiche.

POPOLAZIONE DI PAZIENTI TARGET

Il gruppo target è costituito da tutti i pazienti, tenendo conto delle indicazioni e delle controindicazioni. L'istruzione e l'assegnazione della taglia corretta viene effettuata da professionisti medici.

APPLICAZIONE E USO

- La ginocchiera può essere indossata sul lato destro o sinistro.
- Afferrare la ginocchiera per le due estremità superiori delle spirali laterali e tirarla sopra il ginocchio in questo modo.
- La ginocchiera si adatta correttamente quando la rotula è racchiusa dalla pelotta in silicone senza pressione.
- Assicuratevi che il bordo del supporto non sia girato verso l'interno o verso l'esterno e che sia a filo con il corpo.
- Per rimuovere il supporto, tirare la ginocchiera dalla coccia in direzione del piede.

▲ INDICAZIONI IMPORTANTI

- In linea di principio, le indicazioni e la durata di utilizzo di qualsiasi supporto ortopedico in generale, nonché la presenza in particolare delle seguenti condizioni patologiche, dovrebbero essere discusse con il medico curante.

- Verificare la funzionalità del prodotto con il proprio medico curante o rivenditore specializzato.

- Il dispositivo è destinato al trattamento di un paziente.

- Non applicare il prodotto su ferite aperte.

- Per assicurare che il prodotto abbia una lunga durata e un funzionamento duraturo, non indossarlo in abbinamento a sostanze grasse o acide, pomate o lozioni.

- Il prodotto è resistente agli spruzzi d'acqua.

- Chiudere le chiusure a zip, se presenti, sempre in maniera corretta. I danni causati dal fissaggio errato delle chiusure in velcro non costituiscono motivo di reclamo.

- In caso di incidenti gravi durante l'utilizzo di questo dispositivo, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante, al rivenditore paramedico di fiducia o direttamente a SPORLASTIC all'indirizzo: info@sporlastic.de al fine di segnalare l'evento.


- Eventuali modifiche non professionali al prodotto e/o il suo impiego inappropriato escludono qualsiasi responsabilità sul prodotto da parte del produttore.


- Il prodotto può contenere elementi metallici. Si consiglia di evitare la prossimità con interferenze elettromagnetiche.

- Nei prodotti in cui la cute è a diretto contatto con un elastomero (es. un cuscinetto in silicone), in alcune circostanze si possono formare delle vesciche se il dispositivo è indossato troppo stretto o se sfrega sulla pelle con eccessivo attrito. In questi casi, consigliamo di smettere di usare il prodotto. Sotto al silicone è possibile che si sviluppino del sudore, che in rari casi può creare reazioni con conseguenti alterazioni cutanee allergiche. Alla SPORLASTIC non sono note reazioni allergiche legate ai materiali impiegati. In caso di problemi, consultare il medico o il fornitore dell'ausilio.

- Eventuali rischi reciproci per la salute o altri svantaggi in caso di specifici trattamenti che possono presentarsi in relazione all'utilizzo del prodotto, devono essere disc

ussi con il medico curante.


 Invitiamo quindi a conferire gli imballaggi e il prodotpresso il centro di raccolta locale. A tal fine, rispettare le disposizioni locali in materia.

 La SPORLASTIC GmbH aderisce a un sistema di ritiro degli imballaggi e adempie quindi completamente all'edispizioni giuridiche relative agli imballaggi vigentiinella Repubblica federale di Germania.

TRATTAMENTO

Si consiglia di lavare GENU-HIT®, GENU-HIT® KIDS, GENU-HIT®+, GENU-HIT®+ COMFORT, GENU-HIT® RS e GENU-HIT® WING delicatamente in acqua tiepida (30°C) con detergente delicato e asciugare all'aria. Non asciugare il prodotto nell'asciugatrice, sul riscaldamento o nel microonde.

La tensione del tessuto a maglia che diminuisce nel tempo viene ripristinata dal lavaggio. Si consiglia quindi di lavare il bendaggio più frequentemente.

  **CONDIZIONI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO**


Assicurarsi che il prodotto sia mantenuto asciutto e al riparo da umidità e luce solare. Conservare il prodotto a temperatura e umidità comuni.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

Tutti i prodotti della SPORLASTIC GmbH sono sottoposti ai controlli dei prodotti nell'ambito del nostro sistema di gestione della qualità. Se nonostante ciò avete dei reclami in merito ai nostri prodotti, vi preghiamo di contattare il vostro negozio specializzato.

COMPOSIZIONE DEL MATERIALE

67% poliammide, 33% lycra.

 Per una versione digitale delle istruzioni per l'uso si può consultare la nostra homepage all'indirizzo www.sporlastic.de.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA PL

Droga pacjentko, drogi pacjencie,

prosimy o uważne przestrzeganie załączonej instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym, najbliższym sklepem specjalistycznym lub bezpośrednio z nami.

PRZEZNACZENIE

GENU-HIT®/GENU-HIT® KIDS/GENU-HIT®+/GENU-HIT®+ COMFORT/GENU-HIT® RS/GENU-HIT® WING to orteza stawu kolanowego przeznaczona do kompresji tkanek miękkich z bocznymi spiralami i miejscowym wprowadzeniem profilu silikonowego wokół rzepki.

GENU-HIT®+ COMFORT posiada dodatkowy silikonowy pasek samoprzylepny na górnej krawędzi podpórki, a GENU-HIT® RS posiada zintegrowane silikonowe paski samoprzylepne na wewnętrznych stronach.

