

KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE



SPORLASTIC

REF ART.-NR. 07229

KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE

Hochwirksame Propriozeptionsbandage für Beruf und Alltag

Highly effective proprioception support for work and everyday life

Bandage de proprioception très efficace pour le travail et la vie quotidienne

Benda di propriocezione altamente efficace per il lavoro e la vita quotidiana

Wysoce skuteczny opatrunek proprioceptywny do pracy i życia codziennego

Meget effektiv proprioceptionsbandage til arbejde og hverdag

Εξαιρετικά αποτελεσματικός επίδεσμος ιδιοεγκλιτικότητας για την εργασία και την καθημερινή ζωή



KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV



SPORLASTIC

REF ART.-NR. 07706

KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV

Hochwirksame Propriozeptionsbandage für Therapie und Sport

Highly effective proprioception support for therapy and sport

Pansement de proprioception très efficace pour la thérapie et le sport

Benda di propriocezione altamente efficace per la terapia e lo sport

Wysoce skuteczny opatrunek proprioceptywny do pracy i życia codziennego

Meget effektiv proprioception bandage til terapi og sport

Εξαιρετικά αποτελεσματικός επίδεσμος ιδιοεγκλιτικότητας για θεραπεία και αθλητισμό

GEBRAUCHSANWEISUNG DE

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu beachten. Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an den behandelnden Arzt, an Ihr nächstliegendes Fachgeschäft oder direkt an uns.

ZWECKBESTIMMUNG

KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE / KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV ist eine Propriozeptionsbandage und übt zur Änderung der Patellabewegung Druck auf die Patellasehne aus.

INDIKATIONEN

- Vorderer Knieschmerz
- Patellaspitzensyndrom
- Chondropathia patellae
- Femoropatellare Arthrose
- Kreuzbandinsuffizienz
- Vorderes Kreuzband
- Postoperatives / posttraumatisches Reha-Training: Ergebnisverbesserung über verstärkte und balancierte neuromuskuläre Rekrutierung
- Quadrizepseparese
- Muskeldystrophie

KONTRAINDIKATIONEN

- Postthrombotisches Syndrom
- In diesen Fällen empfehlen wir das Tragen der KPSB/-Aktiv nur im Zusammenhang mit maßgefertigten Kompressionsstrümpfen
- Allergische, entzündliche oder verletzungsbedingte Hautveränderungen (z. B. Schwellungen, Rötungen) der zu versorgenden Körperbereiche.
- Beeinträchtigungen der Zirkulation oder lymphatische Weichteilschwellungen.
- Neurogen bedingte Störungen der Sensorik und Hauttrophik im zu versorgenden Körperbereich (Gefühlsstörungen mit und ohne Hautschäden).

NEBENWIRKUNGEN

Bei sachgemäßer Anwendung und korrekter Anlage sind bis heute keine allgemeinen Nebenwirkungen, folgerichtigen Unverträglichkeiten oder allergischen Reaktionen bekannt.

VORGESEHENE PATIENTENZIELGRUPPE

Zielgruppe sind alle Patienten unter Berücksichtigung der Indikationen und Kontraindikationen. Eine Einweisung und Zuordnung der korrekten Größe wird durch medizinisches Fachpersonal vorgenommen.

ANLEGEN UND NUTZUNG

- Die KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGEN sind links und rechts tragbar.
- Bei richtiger Anlage zeigen die Aussparungen an der Bandage nach oben.
- Die noppierte Silikonpelotte soll mit ihrer Mitte direkt auf dem Patellaband unterhalb der Kniescheibe aufliegen.
- Legen Sie die Bandage mit der Pelotte an das gestreckte Bein und verketten mit leichtem Zug **1**.
- Sie soll sitzen, ohne zu verrutschen und dabei ein angenehmes Tragegefühl vermitteln.
- Sollten Sie nach gewisser Zeit den Sitz als zu eng empfinden, öffnen Sie die Bandage und geben um 1-2 mm im Umfang nach. Prüfen Sie den Sitz der Bandage erneut für einige Zeit und korrigieren gegebenenfalls nach, bis der Idealsitz erreicht ist. Den Idealsitz der Bandage werden Sie mit zunehmender Tragehäufigkeit immer sicherer einstellen können.
- Je nach körperlicher Aktivität (Büro, Sport, Wandern etc.) verändert sich der Umfang der Muskulatur. Die Bandage sollte dann individuell erneut nachgestellt werden.
- Die KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE beweist ihre Funktion insbesondere im Alltag und kann wie die KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV auch im Sport eingesetzt werden. Das in der Aktiv-Variante verwendete Neoprenmaterial und der Verzicht auf eine Umlenköse ermöglicht zudem den Einsatz in der Rehabilitation im Wasser oder bei Übungen mit Bodenkontakt.

⚠ WICHTIGE HINWEISE

- Grundsätzlich sollte hinsichtlich Indikation und Tragedauer eines orthopädischen Hilfsmittels ganz allgemein sowie bei Vorhandensein nachfolgender Krankheitszustände im Besonderen eine Absprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen.
- Überprüfen Sie die Funktion des Produktes gemeinsam mit Ihrem Arzt oder Fachhandel.
- Das Produkt ist zur Versorgung für einen Patienten bestimmt.

- Tragen Sie das Produkt nicht auf offenen Wunden.
- Damit das Produkt eine lange Lebensdauer und Funktion bietet, darf es nicht im Zusammenhang mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben oder Lotionen getragen werden.
- Es ist zulässig das Produkt mit Spritzwasser in Berührung zu bringen.
- Bitte schließen Sie die Klettverschlüsse, falls welche vorhanden sind, stets ordnungsgemäß. Schäden, die durch unsachgemäßes Schließen der Klettverschlüsse verursacht werden, stellen grundsätzlich keinen Reklamationsgrund dar.

- Bei schwerwiegenden Vorfällen bei Anwendung dieses Hilfsmittels wenden Sie sich umgehend bei Ihrem Arzt, Ihrem Sanitätsfachhandel oder direkt bei SPORLASTIC unter: info@sporlastic.de, um das Vorkommnis zu melden.

- Nicht fachgerechte Veränderungen am Produkt und/oder nicht zweckbestimmte Verwendung des oben angeführten Produktes schließen eine Produkthaftung des Herstellers aus.

- Bei Produkten, bei denen ein direkter Hautkontakt mit einem Elastomer (z.B. einer Silikonpelotte) gegeben ist, kann es unter Umständen zur Bildung von Blasen auf der Haut kommen, wenn das Produkt zu eng angelegt oder auf der Haut unter hoher Reibung verschoben wird. In diesem Fall empfehlen wir, das Produkt nicht weiter zu verwenden. Unter dem Silikon kann es zu Schweißbildung kommen, welche in seltenen Fällen Eigenschweißreaktionen mit entsprechenden allergischen Hautveränderungen auslösen können. SPORLASTIC sind keinerlei materialbezogenen allergischen Reaktionen bekannt. Bei auftretenden Problemen sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder mit dem Lieferanten des Hilfsmittels.

- Mögliche gesundheitliche wechselseitige Risiken oder sonstige Nachteile bei bestimmten Behandlungen, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes ergeben können, sind mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.

- Bitte führen Sie die Verpackung und das Produkt dem örtlichen Wertstoffsammlersystem zu. Bitte beachten Sie dabei die örtlichen Bestimmungen.

- Die SPORLASTIC GmbH ist einem Rücknahmesystem für Verpackungen angeschlossen und kommt somit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden verpackungsrechtlichen Bestimmungen vollständig nach.

PFLEGE

Wir empfehlen, die KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGEN schonend in handwarmem (30°C) Wasser mit Feinwaschmittel zu waschen und an der Luft zu trocknen. Trocknen Sie das Produkt nicht im Wäschetrockner, auf der Heizung oder in der Mikrowelle. Entfernen Sie vor dem Waschen der KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGEN die eingeklettete Silikonpelotte und schließen den Klettverschluss der Bandage. So können Beschädigungen anderer Kleidungsstücke vermieden werden.

☂☀ TRANSPORT- UND LAGERBEDINGUNGEN

Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt trocken aufbewahrt wird und vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht geschützt ist. Lagern Sie das Produkt bei üblicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM

Alle Produkte der SPORLASTIC GmbH unterliegen der Produktprüfung innerhalb unseres Qualitätsmanagement-Systems. Sollten Sie dennoch Beanstandungen an unserem Produkt haben, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachgeschäft in Verbindung zu setzen.

- Eine Online-Version der Gebrauchsanweisung finden Sie auf unserer Homepage unter www.sporlastic.de.

INSTRUCTIONS FOR USE EN

Dear Patient,

We ask you to carefully follow the enclosed instructions for use. If you have any questions, please contact the doctor looking after you, your nearest specialist store or us directly.

INTENDED USE

KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE / KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV is a proprioception support and exerts pressure on the patella tendon to change the patella movement.

INDICATIONS

- Anterior knee pain
- Patellar tendinitis
- Chondropathia patellae
- Femoropatellare osteoarthritis
- Cruciate ligament insufficiency
- Anterior cruciate ligament

- Post-operative / post-traumatic rehabilitation training: Improved outcome via enhanced and balanced neuromuscular recruitment
- Quadriceps paresis
- Muscular dystrophy

CONTRA-INDICATIONS

- Post-thrombotic syndrome
- In these cases, we recommend wearing the KPSB/-Aktiv only in conjunction with custom-made compression stockings.
- Allergic, inflammatory or injury-related skin changes (e.g. swelling, redness) of the body areas to be supplied.
- Impaired circulation or lymphatic soft tissue swelling.
- Neurogenic disorders of the sensory system and skin trophism in the body area to be treated (sensory disorders with or without skin damage).

SIDE EFFECTS

If used appropriately and correctly, there are no general side effects, intolerances with long-term effects or allergic reactions known to date.

INTENDED PATIENT TARGET GROUP

The target group is all patients, taking into account indications and contraindications. Instruction and allocation of the correct size is carried out by medical professionals.

PUTTING IT ON AND USE

- The KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE/KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV can be worn on the left or right side.

- When correctly fitted, the recesses on the support point upwards.
- The centre of the nubbed silicone pad should rest directly on the patellar ligament below the kneecap.
- Place the support with the pad on the stretched leg and tighten with a slight pull **1**.
- The support should fit without slipping and should feel comfortable to wear.

- If you find the fit too tight after a while, open the support and give 1-2 mm in circumference. Check the fit of the support again for some time and adjust if necessary until the ideal fit is achieved. You will be able to adjust the ideal fit of the support more and more with increasing frequency of use.

- Depending on the physical activity (office, sports, hiking, etc.), the extent of the musculature changes. The support should then be readjusted individually.

- The KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE proves its function especially in everyday life and, like the KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV, can also be used in sports. The neoprene material used in the active version and the fact that it does not have a strap eyelet also allows it to be used in rehabilitation in water or for exercises with ground contact.

⚠ IMPORTANT INFORMATION

- Essentially, the indication for and duration of wearing of any orthopaedic device in general, as well as the presence of any of the conditions below in particular, should be discussed with the doctor who is in charge of your treatment.

- Check the functioning of the product with your doctor or specialist retailer.
- The product is designed to treat one patient.
- Do not wear the product directly against open wounds.
- In order for the product to have a long service life and function, it may not be worn in conjunction with oily/greasy or acidic products, ointments or lotions.
- The product can come into contact with splash water.
- Please always close any Velcro fasteners present properly. Damage caused by improper closing of the Velcro fasteners does not constitute a reason for complaint.

- In the event of serious incidents when using this aid, immediately contact your doctor, your health care supply retailer or contact SPORLASTIC directly at info@sporlastic.de to report the incident.

- Any improper modifications to the product and/or improper use of the above-mentioned product exclude any product liability on the part of the manufacturer.

- With products involving direct skin contact with an elastomer (e.g. a silicone pad), blistering may develop on the skin if the product is worn too tightly or if it is moved over the skin with high amounts of friction. In this case, we recommend stopping use of the product. Sweat can develop underneath the silicone, which in rare cases can trigger a reaction to your own sweat with corresponding allergic skin changes. SPORLASTIC is not aware of any allergic reactions being caused by the material. If you have any problems, please talk to your doctor or the supplier of the aid.

- Possible health-related mutual risks or other disadvantages with certain treatments that may arise in association with the use of the product must be discussed with the

doctor in charge of treatment.

- Please return the packaging and the product to the local recycling collection system. Please comply with local regulations.

- SPORLASTIC GmbH is affiliated with a returns system for packaging and therefore fully complies with the packaging legislation in the Federal Republic of Germany.

CARE

We recommend that you wash the KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE/ KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV gently in lukewarm (30°C) water with mild detergent and air dry. Do not dry the product in the tumble dryer, on the heater or in the microwave. Before washing the KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE/ KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV, remove the velcroed silicone pad and close the Velcro fastener of the support. This prevents damage to other items of clothing.

☂☀ TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS

Please ensure that the product is stored in a dry place and is protected against moisture and sunlight. Store the product at a normal temperature and humidity.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

All products from SPORLASTIC GmbH are subject to product inspection as part of our quality management system. If you still have any complaints about our product, we kindly ask that you contact your specialist retailer.

- An online version of the instructions for use can be found on our website at www.sporlastic.de.

MODE D'EMPLOI FR

Chers patients,

Nous vous demandons de lire attentivement le mode d'emploi ci-joint. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre médecin traitant, à votre magasin spécialisé le plus proche ou contactez-nous directement.

USAGE PRÉVU

Le KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE / KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV est un bandage de proprioception qui exerce une pression sur le tendon rotulien pour modifier le mouvement de la rotule.

INDICATIONS

- Douleur antérieure au genou
- Tendinite rotulienne
- Chondropathia patellae
- Arthrose fémoropatellaire
- Insuffisance du ligament croisé
- Ligament croisé antérieur
- Formation à la réadaptation post-opératoire / post-traumatique : Amélioration des résultats grâce à un recrutement neuromusculaire amélioré et équilibré.
- Parésie du quadriceps
- La dystrophie musculaire

CONTRE-INDICATIONS

- Syndrome post-thrombotique
- Dans ces cas, nous recommandons de ne porter le KPSB/-Aktiv qu'en association avec des bas de compression faits sur mesure.
- Modifications cutanées allergiques, inflammatoires ou liées à des blessures (par exemple, gonflement, rougeur) des zones du corps à approvisionner.
- Troubles de la circulation ou gonflement des tissus mous lymphatiques.
- Troubles neurogènes du système sensoriel et trophisme cutané dans la zone du corps à traiter (troubles sensoriels avec ou sans lésion cutanée).

EFFETS SECONDAIRES

Dans le cadre d'une utilisation appropriée et d'une mise en place correcte, jusqu'à aujourd'hui, aucun effet secondaire général, aucune intolérance entraînant des conséquences importantes ou réaction allergique ne sont connues.

GROUPE CIBLE DE PATIENTS PRÉVU

Le groupe cible est constitué de tous les patients, en tenant compte des indications et des contre-indications. L'instruction et l'attribution de la taille correcte sont effectuées par des professionnels de la santé.

APPLICATION ET UTILISATION

- Les KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE/KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV peuvent

être portés du côté gauche ou du côté droit.

- Lorsqu'ils sont correctement montés, les évidements de l'attelle sont orientés vers le haut.
- Le centre du coussin en silicone doit reposer directement sur le ligament rotulien sous la rotule.
- Placez le bandage avec la compression sur la jambe tendue et serrez avec une légère tension **1**.
- L'attelle doit être ajustée sans glisser et doit être confortable à porter.

- Si vous trouvez la coupe trop serrée après un certain temps, ouvrez le pansement et donnez 1 à 2 mm de circonférence. Vérifiez à nouveau l'ajustement du support pendant un certain temps et ajustez-le si nécessaire jusqu'à ce que l'ajustement idéal soit atteint. Vous pouvez ajuster l'ajustement idéal du support de plus en plus au fur et à mesure de la fréquence d'utilisation.

- En fonction de l'activité physique (bureau, sport, randonnée, etc.), l'ampleur de la musculature change. L'aide doit ensuite être réajustée individuellement.
- Le KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE prouve sa fonction surtout dans la vie quotidienne et, comme le KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV, il peut aussi être utilisé dans le sport. Le matériau néoprène utilisé dans la version active et le fait qu'il ne comporte pas d'oeillet de sangle lui permet également d'être utilisé pour la rééducation dans l'eau ou pour des exercices avec contact au sol.

⚠ REMARQUES IMPORTANTES

- En principe, l'indication et la durée de port d'un produit orthopédique, de manière générale, doivent s'effectuer en concertation avec le médecin traitant, particulièrement en présence des affections suivantes.

- Vérifiez le bon fonctionnement du produit avec votre médecin ou votre revendeur spécialisé.

- Ce produit est destiné aux soins d'un seul patient.

- Ne portez pas ce produit sur des plaies ouvertes.

- Afin d'assurer une longue durée de vie à ce produit et afin que vous puissiez bénéficier pleinement de son effet, il ne doit pas être porté en association avec des agents gras et acides, des pommades ou des lotions.

- Le produit peut entrer en contact avec des projections d'eau sans risque.

- Veillez toujours fermer correctement les fermetures en velcro s'il y en a. Les dommages résultant d'une fermeture incorrecte de la bande adhésive ne constituent, en principe, en aucun cas un motif de réclamation.

- En cas d'incident grave lors de l'utilisation de ce produit orthopédique, contactez immédiatement votre médecin, votre magasin spécialisé ou directement SPORLASTIC à l'adresse info@sporlastic.de pour signaler l'incident.

- Toute modification inadéquate apportée au produit et/ou utilisation non destinée à l'usage prévu du produit susmentionné excluent la responsabilité du fabricant.

- Pour les produits pour lesquels il existe un contact direct avec un élastomère (p. ex., pelote en silicone), des cloques peuvent, le cas échéant, se former sur la peau si le produit est trop serré ou s'il bogue sur la peau sous l'effet de fortes frictions. Dans ce cas, nous vous conseillons de ne pas continuer à utiliser ce produit. De la sueur peut se former sous le silicone ce qui, dans de rares cas, peut entraîner des réactions de sudation s'accompagnant de lésions cutanées allergiques. Aucune réaction allergique n'a été portée à la connaissance de SPORLASTIC. En cas de problème, parlez-en à votre médecin ou au fournisseur du produit.

- Il convient de vous entretenir avec votre médecin traitant concernant d'éventuels risques sur la santé résultant d'une interaction ou d'autres inconvénients de certains traitements.

- Veillez déposer l'emballage et le produit dans un système de collecte local. Veillez respecter les réglementations locales.

- SPORLASTIC GmbH est affiliée à un système de collecte des emballages et respecte donc pleinement la réglementation sur les emballages en vigueur en Républiquefédérale d'Allemagne.

ENTRETIEN

Nous vous recommandons de laver doucement les KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE dans de l'eau tiède (30°C) avec un détergent doux et de les sécher à l'air. Ne faites pas sécher le produit dans le sèche-linge, sur le chauffage ou au micro-ondes. Avant de laver les KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE/ KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV, retirez le tampon de silicone velcroisé et fermez la fermeture velcro du support. Cela permet d'éviter d'endommager d'autres vêtements.

☂☀ CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Veillez à ce que le produit soit conservé au sec ainsi qu'à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil. Stockez ce produit à une température et à une humidité normales.

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

Tous les produits SPORLASTIC GmbH sont soumis à des

tests dans le cadre de notre système de gestion de la qualité. Si toutefois vous avez des réclamations, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

- Vous trouverez une version en ligne du mode d'emploi sur notre page d'accueil à l'adresse www.sporlastic.de.

ISTRUZIONI PER L'USO IT

Gentili pazienti,

Vi preghiamo di osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso. Se avete delle domande, vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro medico curante, al negozio specializzato più vicino oppure direttamente a noi.

IMPIEGO APPROPRIATO

KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE / KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV è un bendaggio di propriocezione ed esercita una pressione sul tendine della rotula per modificarne il movimento.

INDICAZIONI

- Dolore al ginocchio anteriore
- Tendinite rotulea
- Condropatia della rotula
- Artrosi femoropatellare
- Insufficienza del legamento crociato
- Legamento crociato anteriore
- Formazione per la riabilitazione post-operatoria/ post-traumatica: Miglioramento del risultato attraverso un reclutamento neuromuscolare migliorato ed equilibrato.
- Paresi del quadricipite
- Distrofia muscolare

CONTROINDICAZIONI

- Sindrome post-trombotica
- In questi casi, si consiglia di indossare il KPSB/-Classic/-Aktiv solo in combinazione con calze a compressione su misura.
- Alterazioni cutanee allergiche, infiammatorie o legate a lesioni (es. gonfiore, arrossamento) delle aree del corpo da rifornire.
- Circolazione alterata o gonfiore dei tessuti molli linfatici.
- Disturbi neurogenici del sistema sensoriale e trofismo cutaneo nella zona del corpo da trattare (disturbi sensoriali con o senza danni alla pelle).

EFFETTI COLLATERALI

In caso di utilizzo appropriato e corretto, ad oggi non si sono osservati effetti collaterali generali, intolleranze a lungo termine o reazioni allergiche.

POPOLAZIONE DI PAZIENTI TARGET

Il gruppo target è costituito da tutti i pazienti, tenendo conto delle indicazioni e delle controindicazioni. L'istruzione e l'assegnazione della taglia corretta viene effettuata da professionisti medici.

APPLICAZIONE E USO

- La KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE/KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV può essere indossata sul lato destro o sinistro.
- Quando è montato correttamente, gli incavi del tutore sono rivolti verso l'alto.
- Il centro della peluria in silicone dovrebbe direttamente sul legamento rotuleo sotto la rotula.
- Posizionare la benda con il cuscinetto sulla gamba tesa e stringere con una leggera tensione **1**.
- Il tutore deve calzare senza scivolare e deve essere comodo da indossare.

- Se dopo un certo tempo si trova la vestibilità troppo stretta, aprire la benda e dare 1-2 mm di circonferenza. Controllare di nuovo l'adattamento del supporto per un po' di tempo e regolare se necessario fino a raggiungere l'adattamento ideale. Sarete in grado di regolare l'adattamento ideale del tutore sempre di più con l'aumentare della frequenza di utilizzo.

- A seconda dell'attività fisica (ufficio, sport, escursioni, ecc.), l'estensione della muscolatura cambia. Il supporto dovrebbe poi essere riadattato individualmente.

- La KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE dimostra la sua funzione soprattutto nella vita quotidiana e, come il KASSELER PATELLAR-SEHNENBANDAGE AKTIV, può essere utilizzato anche nello sport. Il materiale in neoprene utilizzato nella versione attiva e il fatto che non abbia un occhioello per il cinturino permette anche di utilizzarlo nella riabilitazione in acqua o per esercizi con contatto a terra.

