



SPORLASTIC
DIE PLATINUM-LINIE

BESSER IN BEWEGUNG

 **SPORLASTIC**[®]
ORTHOPAEDICS

SPORLASTIC ORTHOPAEDICS

HÖCHSTE FUNKTIONELLE QUALITÄT



SPORLASTIC Orthopaedics steht für ein umfassendes Spektrum **differential-diagnostischer Bandagen und Orthesen** für die konservative und postoperative Versorgung – das die hohen Ansprüche des Medizinproduktegesetzes erfüllt.

SPORLASTIC Produkte unterstützen in Kombination mit medizinischen und physiotherapeutischen Maßnahmen ein **ganzheitliches Behandlungskonzept**, das die ursächlichen Aspekte der zugrunde liegenden Indikation einbezieht.




SPORLASTIC Lösungen wurden und werden **im Netzwerk von Ärzten, Therapeuten und Technikern** entwickelt und zeichnen sich durch Innovation in höchster funktioneller Qualität aus.

So kommt **hochentwickelte Stricktechnologie** zum Tragen – mit patentiertem Intarsia- und 3D-Flachgestrickten –, dazu das **nahtlose Fügen** unterschiedlicher textiler Materialien und modernste **Sandwichbauweise**.

Innovationen, die auch unsere neue Produktlinie auszeichnen – SPORLASTIC PLATINUM.

SPORLASTIC – DIE PLATINUM-LINIE

LÖSUNGEN FÜR DIE WICHTIGSTEN GELENKE



Mit SPORLASTIC PLATINUM – **neu designten Hilfsmitteln** für Ellbogen, Hand, Lendenwirbelsäule, Knie und Sprunggelenk – präsentiert diese Produktlinie optimale Versorgungslösungen für die wichtigsten Körperbereiche.

SPORLASTIC PLATINUM Produkte gewährleisten mit sorgfältig ausgewählten Materialien – z.B. **Lykra**, **Silikon**, **Velours** – und **geprüften Mikroklimawerten** gute Hautverträglichkeit. Die Produkte sind **latexfrei**. Moderne, angenehm weiche Materialverbünde in **Sandwichtechnik** sorgen für höchste Akzeptanz und Tragekomfort.

Ausgefeiltes technisches Know-how ist die Basis für innovative **3D-Flachgestricke** mit einer optimalen Anpassung an die anatomische Situation. Dies ermöglicht eine **funktionelle Kompression**, eine **propriozeptive Wirkweise** sowie einen nahezu faltenfreien Sitz.

SPORLASTIC PLATINUM Bandagen und Orthesen dienen einer **optimalen Rehabilitation** – und führen die Patienten besser in die Beweglichkeit zurück.



MANUDYN®

Dynamische Handgelenkbandage zur Stabilisierung



Abb. oben:
Die integrierte Silikonpelotte besitzt eine Aussparung zur Vermeidung von Druckirritationen am Processus styloideus ulnae.

Abb. unten:
Die volare Verstärkungschiene stabilisiert das Handgelenk in Funktionsstellung.



_ KASSENÜBLICH

_ Positions-Nr. 05.07.02.0028

_ Artikel-Nr. 07057

_ INDIKATIONEN

Distorsionen, Sehnscheidenentzündung, Überlastungsarthropathien, nach Frakturen, nach Abnahme von Gipsverbänden

_ GRÖSSE

Handgelenkumfang

| | | |
|-----|------|-------|
| XS | bis | 15 cm |
| S | 15 – | 16 cm |
| M | 16 – | 17 cm |
| L | 17 – | 18 cm |
| XL | 18 – | 19 cm |
| XXL | 19 – | 21 cm |

_ Bitte R oder L angeben

_ Farben: platinum, schwarz, haut

NEU. MANU-HIT®

Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung



_ KASSENÜBLICH

_ Positions-Nr. 23.07.02.4004

_ Artikel-Nr. 07031 (Länge: 18 cm)

_ Positions-Nr. 23.07.02.4005

_ Artikel-Nr. 07032 (Länge: 22 cm)

_ INDIKATIONEN

Nach schweren Distorsionen, Sehnscheidenentzündungen, Arthrose des Handgelenks, Überlastungsarthropathien mit und ohne Inkongruenzen, navikuläre Pseudarthrose

_ GRÖSSE

Handgelenkumfang

| | | |
|----|------|-------|
| XS | bis | 15 cm |
| S | 15 – | 17 cm |
| M | 17 – | 19 cm |
| L | 19 – | 22 cm |
| XL | über | 22 cm |

_ XS nur bei Art.-Nr. 07031

_ Bitte R oder L angeben

_ Farben: Art.-Nr. 07031: platinum, schwarz, haut

Art.-Nr. 07032: schwarz

Nur Farbe platinum in neuem Design erhältlich.

Abb. oben:
Proximale Schlupfhilfe für einfacheres Anlegen. Verbreiterte Enden der Klettverschlüsse dienen als Rutschstopp.

Abb. unten:
Moderner, angenehm weicher Materialverbund in Sandwichtechnik für höchste Akzeptanz und Tragekomfort.

EPIDYN®

Ellbogenbandage mit genoppten Silikonpelotten zur Kompression und Friktion



Abb.:
Das kompressive und propriozeptiv wirksame Spezialgestrick mit medial und lateral eingearbeiteten Silikonpelotten entlastet das Ellbogengelenk, lindert Schmerzen und sorgt für eine beschleunigte Resorption von Ergüssen durch Hyperämisierung.



NEU. EPIDYN® AKTIV

Ellbogenbandage wie Epidyn, zusätzlich mit zirkulärem Band zur lokalen Zugentlastung



Abb.:
Zirkuläres Band für gezielt dosierbaren Druck zur Zugentlastung des entzündlich veränderten Sehngewebes am Epicondylus.

_KASSENÜBLICH

_ Positions-Nr. 05.08.01.1007
_ **Artikel-Nr. 07237**

_INDIKATIONEN

Ellbogengelenkarthrose, begleitende Epicondylopathie bei Arthrose, Bandinsuffizienzen, Ellbogendistorsion, Reizzustände nach Operationen, Frakturen, rheumatischen Ellbogengergüssen

_GRÖSSE

| | Ellbogenumfang |
|-----|----------------|
| S | bis 26 cm |
| M | 26 – 28 cm |
| L | 28 – 30 cm |
| XL | 30 – 32 cm |
| XXL | über 32 cm |

_ R und L tragbar
_ Farben: platinum, schwarz, haut

_KASSENÜBLICH

_ Angemeldet unter
_ Positions-Nr. 05.08.01.1
_ **Artikel-Nr. 07515**

_INDIKATIONEN

Epicondylitis, Tendomyopathie, Ellbogengelenkarthrose, begleitende Epicondylopathie bei Arthrose, Bandinsuffizienzen, Ellbogendistorsion, Reizzustände nach Operationen, Frakturen, rheumatischen Ellbogengergüssen

_GRÖSSE

| | Ellbogenumfang |
|-----|----------------|
| S | bis 26 cm |
| M | 26 – 28 cm |
| L | 28 – 30 cm |
| XL | 30 – 32 cm |
| XXL | über 32 cm |

_ R und L tragbar
_ Farbe: platinum

VERTEBRADYN-SENSO®

LWS-Orthese zur Stabilisierung mit Propriozeptionspelotte –
für leichte Lumbalgien



Abb. oben:
3D-Formgestrick für eine
anatomisch perfekte Pass-
form – gerade oder tailliert.

Abb. unten:
Die anatomisch profilierte
Silikonpelotte fördert eine
entlordosierende physiolo-
gische Muskelarbeit.
Es resultieren verbesserte
Körperhaltung und Koor-
dination.



_ KASSENÜBLICH

_ Positions-Nr. 23.14.03.2007

_ Artikel-Nr. **07145** (Gerader Schnitt)

_ Positions-Nr. 23.14.03.2008

_ Artikel-Nr. **07150** (Taillierter Schnitt)

_ INDIKATIONEN

Lumbalgien, muskuläre Dysbalancen, radi-
kuläre Reizsyndrome, Spinalkanalstenose,
präventive Stabilisierung

_ GRÖSSE

| | Leibumfang |
|-----|--------------|
| XS | 70 – 80 cm |
| S | 80 – 90 cm |
| M | 90 – 100 cm |
| L | 100 – 110 cm |
| XL | 110 – 120 cm |
| XXL | 120 – 130 cm |

_ Vorderhöhe: 15,5 cm

_ Rückenhöhe: 23 cm

_ Gerader Schnitt, Farben: platinum, schwarz

_ Taillierter Schnitt, Farbe: platinum

VERTEBRADYN®-STABIL

LWS-Orthese zur Stabilisierung mit Verstärkungsstäben –
für mittelgradige Lumbalgien



_ KASSENÜBLICH

_ Positions-Nr. 23.14.03.0035

_ Artikel-Nr. **07410**

_ INDIKATIONEN

Lumbago, Lumbalgien, Osteochondrose,
Spondylose, Spondylolisthesis, Band-
scheibenschäden, leichte Instabilität der
Wirbelsäule, präventive Stabilisierung

_ GRÖSSE

| | Leibumfang |
|-----|--------------|
| XS | 70 – 80 cm |
| S | 80 – 90 cm |
| M | 90 – 100 cm |
| L | 100 – 110 cm |
| XL | 110 – 120 cm |
| XXL | 120 – 130 cm |

_ Vorderhöhe: 15,5 cm

_ Rückenhöhe: 27 cm

_ Farbe: platinum

Abb.:
Anatomische Federstahl-
stäbe in Kombination mit
Abdominalabstützung
bewirken eine Entlordosi-
erung der Wirbelsäule mit
möglicher Aufrichtung des
Beckens.

NEU. GENU-HIT® UND GENU-HIT®+

Kniebandage mit ringförmiger Silikonfriktionspelotte und seitlicher Verstärkung. GENU-HIT+ extraweite Version.



Abb. oben:
Silikonring zur Druckentlastung der Patella.

Abb. unten:
Patentiertes Intarsia-Gestrick für faltenfreien Sitz und verbesserten Blut- und Lymphabfluss.



_KASSENÜBLICH

- _ Positions-Nr. 05.04.01.0054
- _ **Artikel-Nr. 07081** (GENU-HIT)
- _ Positions-Nr. 05.04.01.0091
- _ **Artikel-Nr. 07083** (GENU-HIT+)

_INDIKATIONEN

Bandverletzungen und -insuffizienzen, Meniskusschädigungen, Chondropathia patellae, Baker-Zysten, Gonarthrose

_GRÖSSE

| | GENU-HIT | | GENU-HIT + |
|---|-----------|-----------|-------------------|
| | Maß d | Maß f | Maß f |
| 1 | bis 28 cm | bis 38 cm | |
| 2 | bis 31 cm | bis 41 cm | |
| 3 | bis 34 cm | bis 44 cm | |
| 4 | bis 37 cm | bis 47 cm | bis 50 cm |
| 5 | bis 40 cm | bis 50 cm | bis 53 cm |
| 6 | bis 43 cm | bis 53 cm | bis 56 cm |
| 7 | bis 46 cm | bis 56 cm | bis 59 cm |

- _ R und L tragbar
- _ Farben: platinum, haut, schwarz (nur Art-Nr. 07081)

NEU. GENU-HIT® RS

Kniebandage wie GENU-HIT, zusätzlich mit seitlichem Silikonknotenhaftband.



_KASSENÜBLICH

- _ Positions-Nr. 05.04.01.0043
- _ **Artikel-Nr. 07088**

_INDIKATIONEN

Bandverletzungen und -insuffizienzen, Meniskusschädigungen, Chondropathia patellae, Baker-Zysten, Gonarthrose

_GRÖSSE

| | Maß d | Maß f |
|----------|------------------|------------------|
| 1 | bis 28 cm | bis 38 cm |
| 2 | bis 31 cm | bis 41 cm |
| 3 | bis 34 cm | bis 44 cm |
| 4 | bis 37 cm | bis 47 cm |
| 5 | bis 40 cm | bis 50 cm |
| 6 | bis 43 cm | bis 53 cm |
| 7 | bis 46 cm | bis 56 cm |
| 8 | bis 50 cm | bis 60 cm |
| 9 | bis 54 cm | bis 64 cm |

- _ R und L tragbar
- _ Farbe: platinum

Abb.:
Seitliches Silikonknotenhaftband dient als Rutschstopp.

MENISKUS-KNIEBANDAGE

Kompressionsbandage mit variabel positionierbaren Druckpelotten und Friktionshalbring



Abb.:
Kombinierte Pelotten-
wirkung zur Entlastung
des Meniskus.



_ KASSENÜBLICH

_ Positions-Nr. 05.04.01.0062

_ **Artikel-Nr. 07730**

_ INDIKATIONEN

Degenerativer Meniskusschaden, Meniskusquetschung, Meniskusriss, bei Restschwellung im Bereich des oberen Rezessus, Meniskusganglion, nach arthroskopischen Eingriffen im Kniegelenkbereich, zur Komprimierung des Arthroskopiezuganges, bei postoperativem Schwellungszustand

_ GRÖSSE

| | Maß d | Maß f |
|---|-----------|-----------|
| 1 | bis 28 cm | bis 38 cm |
| 2 | bis 31 cm | bis 41 cm |
| 3 | bis 34 cm | bis 44 cm |
| 4 | bis 37 cm | bis 47 cm |
| 5 | bis 40 cm | bis 50 cm |
| 6 | bis 43 cm | bis 53 cm |
| 7 | bis 46 cm | bis 56 cm |

_ R und L tragbar

_ Farben: platinum, schwarz

PATELLADYN®

Kniebandage zur aktiv-muskulären und passiven Patellamedialisierung



_ KASSENÜBLICH

_ Positions-Nr. 23.04.05.0002

_ **Artikel-Nr. 07085**

_ INDIKATIONEN

Patellalateralisation (Subluxation) bei Chondropathia patellae oder Gonarthrose, Rezidivierende bzw. habituelle Patellaluxation, Kreuzbandinsuffizienz (VKB)

_ GRÖSSE

| | Maß d | Maß f |
|---|-----------|-----------|
| 1 | bis 28 cm | bis 38 cm |
| 2 | bis 31 cm | bis 41 cm |
| 3 | bis 34 cm | bis 44 cm |
| 4 | bis 37 cm | bis 47 cm |
| 5 | bis 40 cm | bis 50 cm |
| 6 | bis 43 cm | bis 53 cm |
| 7 | bis 46 cm | bis 56 cm |

_ Bitte R oder L angeben

_ Farben: platinum, haut



Abb.:
Lateraler Halbring mit
Zugbändern und mediale
Pelotte.

FIBULO-TAPE®

Funktionelle Sprunggelenkbandage als Alternative zum Tape-Verband



Abb. oben:
8-er Zügelung.

Abb. unten:
Mediale und laterale
Friktionspelotten.

_ KASSENÜBLICH

_ Positions-Nr. 05.02.01.2002

_ Artikel-Nr. 07073

_ INDIKATIONEN

Prävention eines Umknicktraumas, Therapie akuter Bänderdehnungen und chronisch instabiler Sprunggelenke

_ GRÖSSE

| | Fesselumfang |
|---|--------------|
| 1 | bis 19 cm |
| 2 | 19 – 21 cm |
| 3 | 21 – 23 cm |
| 4 | 23 – 25 cm |
| 5 | 25 – 27 cm |

_ Bitte R oder L angeben

_ Farben: platinum, schwarz, haut

MALLEO-HIT®

Sprunggelenkbandage mit genoppten Silikonfriktionspelotten



_ KASSENÜBLICH

_ Positions-Nr. 05.02.01.0024

_ Artikel-Nr. 07074

_ INDIKATIONEN

Bänderschwäche, zur Prophylaxe im Alltag, OSG/USG-Arthrosen, rheumatische Erkrankungen

_ GRÖSSE

| | Fesselumfang |
|---|--------------|
| 1 | bis 19 cm |
| 2 | 19 – 21 cm |
| 3 | 21 – 23 cm |
| 4 | 23 – 25 cm |
| 5 | 25 – 27 cm |

_ R und L tragbar

_ Farben: platinum, schwarz, haut

Abb.:
Genoppte Silikonpelotten
fördern die Hyperämisie-
rung und optimieren die
Propriozeptionsleistung im
Sinne einer verbesserten
Stabilisierung des Sprung-
gelenks.

ACHILLO-HIT®

Achillessehnenbandage mit großflächiger Kompressionswirkung und propriozeptiven Stimuli



Abb. oben:
Großflächige Pelotte mit
Verlauf auf die Sehne des
M. tibialis posterior.

Abb. unten:
Erleichterter Einstieg durch
Klettverschlüsse.



_ KASSENÜBLICH
_ Positions-Nr. 05.02.01.1006
_ **Artikel-Nr. 07804**

_ INDIKATIONEN
Peritendinose, Tendinose, Bursitis subachillea und calcanea, Operation am Gleitgewebe der Achillessehne sowie bei Bursitis subachillea, Operation bei Achillessehnteilruptur und -ruptur, Rekonstruktion der Peronealsehnenloge oder der Peronealsehne, Rekonstruktion der M. tibialis-posterior-Sehnenloge oder -Sehne

_ GRÖSSE

| | Fesselumfang |
|---|--------------|
| 1 | bis 19 cm |
| 2 | 19 – 21 cm |
| 3 | 21 – 23 cm |
| 4 | 23 – 25 cm |
| 5 | 25 – 27 cm |

_ Bitte R oder L angeben
_ Farben: platinum, schwarz

ACHILLODYN®

Achillessehnenbandage mit septierten Friktionspelotten und isoliertem Fersenkeil



_ KASSENÜBLICH
_ Positions-Nr. 05.02.01.1002
_ **Artikel-Nr. 07071**

_ INDIKATIONEN
Peritendinose, Tendinose, Bursitis subachillea, Operationen am Gleitgewebe der Achillessehne, Operationen bei Achillessehnenruptur, Operationen bei Bursitis subachillea

_ GRÖSSE

| | Fesselumfang |
|---|--------------|
| 1 | bis 19 cm |
| 2 | 19 – 21 cm |
| 3 | 21 – 23 cm |
| 4 | 23 – 25 cm |
| 5 | 25 – 27 cm |

_ R und L tragbar
_ Farben: platinum, schwarz, haut

Abb.:
Septierte Silikonpelotten.

SPORLASTIC ORTHOPAEDICS – BESSER IN BEWEGUNG



_ FÜR MAXIMALEN THERAPIEERFOLG

- _ indikations- und therapiespezifisch
- _ propriozeptiv
- _ funktionsstärkend und stabilisierend



_ FÜR HÖCHSTE AKZEPTANZ

- _ mikroklimatisch
- _ hautverträglich
- _ passform-optimiert
- _ individualisierbar
- _ haptisch angenehm



_ FÜR DAUERHAFTEN EINSATZ

- _ material-optimiert
- _ hochwertig verarbeitet
- _ funktionell designed



JETZT TESTEN
DIE SPORLASTIC
IPHONE APP



_ SPORLASTIC DEUTSCHLAND

SPORLASTIC GmbH
Medizinische Produkte

Weberstraße 1 _ 72622 Nürtingen _ Germany
Postfach 14 48 _ 72604 Nürtingen _ Germany

Telefon +49 70 22/70 51 81

Fax +49 70 22/70 51 13

info@sporlastic.de _ www.sporlastic.de

_ SPORLASTIC SCHWEIZ

BERRO AG

Postfach 30 _ 9053 Teufen _ Switzerland

Telefon +41 71/335 07 77

Fax +41 71/335 07 70

info@sporlastic.ch _ www.sporlastic.ch

_ SPORLASTIC ÖSTERREICH

Wir sind unter der deutschen Adresse
für Sie da.



Qualitätsmanagementsystem
DQS-zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008,
Reg.-Nr. 069305QM 08
und DIN EN ISO 13485:2010,
Reg.-Nr. 069305MP 29

