

GENU-HiT® + COMFORT

Kniebandage mit ringförmiger Silikonfriktionspelotte und seitlicher Verstärkung, extraweite Version, zusätzlich mit zirkulärem Silikonknoppenhaftband

Die GENU-HiT® + COMFORT in den neuen ++ Größen bietet die gewohnte Versorgungsqualität und kompromisslose Passform, auch bei außergewöhnlichen Beinformen.

KASSENÜBLICH

Positions-Nr.
05.04.01.0091

Artikel-Nr. 07087

- Farben:
- R und L tragbar

INDIKATIONEN

- Konservativ/postoperativ
- Chondropathia patellae
- Meniskusschäden
- Gonarthrose
- Posttraumatische Reizzustände
- Rheumatische Erkrankungen
- Bandverletzungen
- Leichte Bandinsuffizienz
- Baker-Zysten

VORTEILE DER NEUEN ++ GRÖSSEN

- ⊕ Für Oberschenkelumfänge bis 70 cm
- ⊕ Verbessertes Oberschenkeldesign für kompromisslose Passform
- ⊕ Schnelle und unkomplizierte Versorgung bei konischen Beinformen



GRÖSSE IN CM

	17 Maß d	15 Maß f
3+	31 - 34	44 - 47
4+	34 - 37	47 - 50
5+	37 - 40	50 - 53
6+	40 - 43	53 - 56
7+	43 - 46	56 - 59
7++	43 - 46	59 - 62
8+	46 - 49	59 - 62
8++	46 - 50	62 - 66
9+	49 - 52	62 - 65
9++	50 - 54	66 - 70

VERTEBRADYN® SENSO

LWS-Orthese zur Stabilisierung mit Propriozeptionspelotte

Die VERTEBRADYN® SENSO in der neuen **XXXL Größe** bietet die gewohnte Versorgungsqualität und kompromisslose Passform, auch bei außergewöhnlichen Leibumfängen.

KASSENÜBLICH

Positions-Nr.
23.14.03.2007

Artikel-Nr. **07145**
Gerader Schnitt

Gerader Schnitt

• Farben:

INDIKATIONEN

- Konservativ
- Lumbalgien
- Muskuläre Dysbalancen
- Radikuläre Reizsyndrome
- Spinalkanalstenose
- Präventive Stabilisierung

BAUCHPLATTE



VERLÄNGERUNGSTEIL
RÜCKEN

VORTEILE DER NEUEN XXXL GRÖSSE

- ⊕ Unter Verwendung des Verlängerungsteils bis 165 cm Leibumfang
- ⊕ Schnelle und unkomplizierte Versorgung bei starken Körperformen
- ⊕ Hohe Qualitätsstandards
- ⊕ Einfache Beratung durch Größenstandards



GRÖSSEN XS BIS XXXL

VERTEBRADYN® SENSO

GRÖSSE IN CM

11 Leibumfang

XS	70 - 80
S	80 - 90
M	90 - 100
L	100 - 110
XL	110 - 120
XXL	120 - 130
XXXL	130 - 140

- Vorderhöhe: 15,5 cm
- Rückenlänge: 23 cm