

NEU. SPORLASTIC FOOTCARE
MÜHELOS ANZIEHEN, SICHERER GEHEN

BESSER IN BEWEGUNG



NEU SPORLASTIC FOOTCARE

EINHÄNDIG AN- UND AUSZIEHEN

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bietet SPORLASTIC **neue Schuhmodelle**, die den **Alltag spürbar erleichtern**. SPORLASTIC FOOTCARE Schuhe sind durch den **rückseitigen Einstieg** sehr leicht anzuziehen und mit nur einer Hand zu schließen beziehungsweise zu regulieren. Dafür sorgt das **patentierte BOA-Verschluss-System**, das sich einhändig öffnen lässt. Für viele Menschen kann so fremde Hilfe beim Schuhanziehen entfallen – ein deutlicher **Gewinn an Lebensqualität**. Zahlreiche weitere konstruktive Detaillösungen erhöhen spürbar den Komfort und sorgen für Stabilität und Sicherheit beim Gehen.

Leichtes Anziehen durch **rückseitigen Einstieg**
Komfortables Hineingleiten – **auch mit Orthese**

Zentrales Verschluss-System
zur individuellen Anpassung



BOA-Verschluss-System

zum einhändigen Schließen, Öffnen und Regulieren:
Durch **Drehen** wird der Schuh geschlossen und reguliert. Zum **Öffnen** reicht einfaches Ziehen.



NEU SPORLASTIC FOOTCARE

SPÜRBAR MEHR SICHERHEIT BEIM GEHEN

Beim Gehen überzeugt der Schuh mit weiteren außerordentlichen Qualitäten: Die **spezielle, leicht gewölbte Sohlenform** sorgt für **kontrollierten Kontakt** mit dem Untergrund und einen **stabilen Stand**.

Leichtes und flüssiges Abrollverhalten wird durch ein **dämpfendes Sohlenmaterial** begünstigt. Der abgerundete Schuhabsatz führt sanft in die Standphase.

Abgerundeter Absatz
für kontrollierten Fersenauftritt

Glatter Sohlenrand
für besseres Gleitverhalten

Speziell gewölbte Sohlenform für mehr
Stabilität und Sicherheit beim Gehen

Optimierte Abrollkante für
rasches Einleiten der Abrollphase

Angehobene Fußspitze zur
Vergrößerung des Bodenabstandes –
vermindert die Gefahr des Hängenbleibens

FLÜSSIGER BEWEGUNGSABLAUF

NEU SPORLASTIC FOOTCARE

IDEAL FÜR EINLAGEN UND ORTHESEN

Alle SPORLASTIC FOOTCARE Modelle erlauben den Einsatz individueller orthopädischer Einlegesohlen und bieten so jedem Fuß ein Maximum an Komfort.

Optimal geeignet sind die Schuhe auch für Trägerinnen und Träger von Fußheber-Orthesen wie der SPORLASTIC NEURODYN® DYNAM-X oder der NEURODYN® COMFORT.

Entscheidende Vorteile sind der **Heckeinstieg**, der einfaches Hineingleiten erlaubt, und das **einhandig bedienbare zentrale Verschluss-System**.



Wechselsohle



NEURODYN® DYNAM-X

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Tragbar mit **Orthesen**

oder mit **individuellen Einlagen**



CALCALASTIC® LONG



Orthopädische Einlage

NEU SPORLASTIC FOOTCARE

SO STILVOLL KANN KOMFORT SEIN

**_ FÜR HERREN:
MODELL ELIO**

_ KASSENÜBLICH

Positions-Nr.
31.03.03.7029
Artikel-Nr. 07858

_ GRÖSSE

39 bis 45

**_ FÜR DAMEN:
MODELL GEA**

_ KASSENÜBLICH

Positions-Nr.
31.03.03.7029
Artikel-Nr. 07856

_ GRÖSSE

35 bis 41



_ SPORLASTIC DEUTSCHLAND

**SPORLASTIC GmbH
Medizinische Produkte**

Weberstraße 1 _ 72622 Nürtingen
Germany
Postfach 14 48 _ 72604 Nürtingen
Germany

Telefon +49 70 22/70 51 81
Fax +49 70 22/70 51 13
info@sporlastic.de
www.sporlastic.de

_ SPORLASTIC SCHWEIZ

BERRO AG

Postfach 30 _ 9053 Teufen
Switzerland

Telefon +41 71/335 07 77
Fax +41 71/335 07 70
info@sporlastic.ch
www.sporlastic.ch

_ SPORLASTIC ÖSTERREICH

Wir sind unter der deutschen
Adresse für Sie da.

_ SPORLASTIC QUALITÄT



Qualitätsmanagementsystem
DQS-zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008,
Reg.-Nr. 069305 QM 08
und DIN EN ISO 13485:2012,
Reg.-Nr. 069305 MP2012



_ SPORLASTIC SPORT



1. Handball-Bundesliga

_ SPORLASTIC DIGITAL



Die SPORLASTIC App für
Ihr Smartphone und Tablet



Find us on
facebook.

www.facebook.com/sporlastic



www.youtube.com/sporlastic