

GENU-HIT® GS

**Jetzt noch besser – präzise
Unterstützung für das Knie**

23.04.03.0012

Hilfsmittelnummer



SPORLASTIC

GENU-HIT® GS

Textile Knieführungsorthese mit seitlichen Gelenkschienen

23.04.03.0012 *Hilfsmittelnummer*



Seitliche Gelenkschienen zur physiologischen Führung

Intarsia-Komfortzone für faltenfreien Sitz

Anatomischer Wadengurt für sicheren Halt am Bein

Anatomischer Oberschenkelgurt für sicheren Halt am Bein

Innovative Dehnungszone für perfekte Passform, auch bei Bewegung

SPORLASTIC AIR-MATRIX SILIKONFRIKTIONSPELLOTTE

- > Atmungsaktiv
- > Leicht
- > Anatomisch geformt

NOPIERTES PELOTTENDESIGN Massagewirkung & Stimulation

- > Musculus quadriceps femoris
- > Hoffa-Fettkörper
- > Patellasehne


Atmungsaktives 3D-Flachgestrick für hohen Tragekomfort

Indikationen

- + Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie z. B.:
 - > Konservativ/postoperativ
 - > Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks
 - > Schädigung von Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks
 - > Kombinierte Bandverletzungen des Knies
 - > Leichte Bandinsuffizienzen, -dehnung, -rupturen
 - > Leichte Instabilitäten
 - > Seitenbandläsionen
 - > Nach Kreuzbandverletzung
 - > Gonarthrose
 - > Arthritiden
 - > Reizzustände
 - > Baker-Zysten

Physiotherapie zum Mitnehmen

Zugang zu Therapieübungen und Anlegeanleitungen per QR-Code in der Produktverpackung



Artikel-Nr. 07015

Farbe: ■

Größe in cm

Maß d	Maß f	
25 – 28	35 – 38	1
28 – 31	38 – 41	2
31 – 34	41 – 44	3
34 – 37	44 – 47	4
37 – 40	47 – 50	5
40 – 43	50 – 53	6
43 – 46	53 – 56	7
46 – 50	56 – 60	8
50 – 54	60 – 64	9

R und L tragbar



SPORLASTIC



4 029925 126382 2